

# UBIRATÃ



## PARECER DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

**PREGÃO 173/2022**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**EMPRESA:** Mastermedic Distribuidora Ltda

**Aprovado item 49**

**Reprovados os itens**

76,77,78,79,80,81,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,108,109,110 e 111, conforme diligência a empresa informou com os itens não são estéreis.

<b>Item 49: Extirpa nervos</b>		
Descrição	Possui cerca de 40 farpas flexíveis	OK
Material	Aço inox	OK
Tamanho	25 mm sortida 20-30	OK

<b>Item 76: Lima endodôntica tipo k 1ª série 21 mm</b>		
Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	15-40	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

<b>Item 77: Lima endodôntica tipo k 1ª série 25 mm</b>		
Comprimento	25 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	15-40	OK/ especificação N°28 da ADA

Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo /Técnica de uso (esterilize em autoclave)

**Item 78: Lima endodôntica tipo k 1ª série 31 mm**

Comprimento	31 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	15-40	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo /Técnica de uso (esterilize em autoclave)

**Item 79: Lima endodôntica tipo k 2ª série 21 mm**

Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	45-80	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo /Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304

Composição cabo	TPX (4-methylpentene-1) poliamida	OK
-----------------	--------------------------------------	----

**Item 80: Lima endodôntica tipo k 2ª série 25 mm**

Comprimento	25 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	45-80	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição cabo	TPX (4-methylpentene-1) poliamida	OK

**Item 81: Lima endodôntica tipo k 2ª série 31 mm**

Comprimento	31 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	45-80	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição cabo	TPX (4-methylpentene-1) poliamida	OK

<b>Item 86: Lima endodôntica tipo k n 06 25 mm</b>		
Comprimento	25 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	06	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

<b>Item 87: Lima endodôntica tipo k n06 31 mm</b>		
Comprimento	31 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	06	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

<b>Item 88: Lima endodôntica tipo k n08 21 mm</b>		
Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	08	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA

Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
---------	--	---

<b>Item 89: Lima endodôntica tipo k n08 25 mm</b>		
Comprimento	25 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	08	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

<b>Item 90: Lima endodôntica tipo k 08 31 mm</b>		
Comprimento	31 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	08	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

<b>Item 91: Lima endodôntica tipo k n10 21 mm</b>		
Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	10	OK/ especificação N°28 da ADA

Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

**Item 92: Lima endodôntica tipo k n10 25 mm**

Comprimento	25 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	10	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

**Item 93: Lima endodôntica tipo k n10 31 mm**

Comprimento	31 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	10	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

**Item 94: Lima endodôntica tipo k n15 21 mm**

Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
-------------	-------	-------------------------------

Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	15	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estétil		Não confere com o descritivo (Estétil)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

<b>Item 95: Lima endodôntica tipo k n15 25 mm</b>		
Comprimento	25 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	15	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estétil		Não confere com o descritivo (Estétil)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

<b>Item 96: Lima endodôntica tipo k n15 31 mm</b>		
Comprimento	31 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	15	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estétil		Não confere com o descritivo (Estétil)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

**Item 97: Lima endodôntica tipo k n20 21 mm**

Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	20	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

**Item 98: Lima endodôntica tipo k n20 25 mm**

Comprimento	25 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	20	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

**Item 99: Lima endodôntica tipo k n20 31 mm**

Comprimento	31 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	20	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Quadrangular	OK/ especificação N°28 da ADA
Conexidade (Taper)		OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)

		autoclave)
--	--	------------

**Item 100: Lima endodôntica tipo Hedstroem 1ª série 21 mm**

Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	15-40	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304

**Item 101: Lima endodôntica tipo Hedstroem 1ª série 25 mm**

Comprimento	25 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	15-45	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304

**Item 102: Lima endodôntica tipo Hedstroem 1ª série 31 mm**

Comprimento	31 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA

Tamanho #	15-45	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304

**Item 103: Lima endodôntica tipo Hedstroem 2ª série 21 mm**

Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	45-80	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304

**Item 104: Lima endodôntica tipo Hedstroem 2ª série 25 mm**

Comprimento	25 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	45-80	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA

Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304

**Item 105: Lima endodôntica tipo Hedstroem 2ª série 31 mm**

Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	45-80	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304

**Item 106: Lima endodôntica tipo Hedstroem n15 21 mm**

Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	#15	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304

Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304
------------	--	---

**Item 108: Lima endodôntica tipo Hedstroem #15 31 mm**

Comprimento	31 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	#15	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304

**Item 109: Lima endodôntica tipo Hedstroem n20 21 mm**

Comprimento	21 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	#20	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304

**Item 110: Lima endodôntica tipo Hedstroem n20 25 mm**


Comprimento	25 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	#20	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304

<b>Item 111: Lima endodôntica tipo Hedstroem n20 31 mm</b>		
Comprimento	31 mm	OK/ especificação N°28 da ADA
Material	Aço inoxidável	OK/ especificação N°28 da ADA
Tamanho #	#20	OK/ especificação N°28 da ADA
Secção transversal	Circular	OK/ especificação N°28 da ADA
Stops de silicone		OK/ especificação N°28 da ADA
Estéril		Não confere com o descritivo (Estéril)/Técnica de uso (esterilize em autoclave)
Classificação		Não confere com o descritivo (descritivo AISI 302)/ AISI 304
Composição		Não confere com o descritivo (17% cromo 8% níquel /descritivo AISI 302)/ AISI 304


Ubiratã, 25 de novembro de 2022



**Camila Aparecida Carvalho da Silva**



**Kerstyen Ragna Meyer**



**Helder Borges Fernando Júnior**

***bela, amada e gentil***

Av. Nilza de Oliveira Pipino1852  
CEP 85.440-000 | Fone (44) 3543-8000  
[www.ubirata.pr.gov.br](http://www.ubirata.pr.gov.br)

# UBIRATÃ



## PARECER DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

### PREGÃO 173/2022

**OBJETO:** AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE.


Item	Produto	Resultado	Avaliação	empresa
67	Lima endodôntica tipo flexofile 1° série 21 mm, lima manual de aço inoxidável. fabricadas por torção. Disponíveis nos tamanhos ISO nº 15 a 40. Secção transversal em forma triangular. Conexidade (taper) 02. com stops de silicone. ESTÉRIL.	Marca sugerida	Aprovado	Fusão
68	Lima endodôntica tipo flexofile 1° série 25 mm, lima manual de aço inoxidável. fabricadas por torção. Disponíveis nos tamanhos ISO nº 15 a 40. Secção transversal em forma triangular. Conexidade (taper) 02. com stops de silicone. ESTÉRIL. (kit com 06 unidades). (código do produto n 419472	Marca sugerida	Aprovado	Fusão
69	Lima endodôntica tipo flexofile 1° série 31 mm, lima manual de aço inoxidável. fabricadas por torção. Disponíveis nos tamanhos ISO nº 15 a 40. Secção transversal em forma triangular. Conexidade (taper) 02. com stops de silicone. ESTÉRIL. (kit com 06 unidades). (código do produto n 419496	Marca sugerida	Aprovado	Fusão
70	Lima endodôntica tipo flexofile nº15 21 mm, lima manual de aço inoxidável. fabricadas por torção. Disponíveis nos tamanhos ISO nº 15 a 40. Secção transversal em forma triangular. Conexidade (taper) 02. com stops de silicone. ESTÉRIL. (kit com 06 unidades). (código do produto n 419478	Marca sugerida	Aprovado	Fusão
71	Lima endodôntica tipo flexofile nº15 25 mm, lima manual de aço inoxidável. fabricadas por torção. Disponíveis nos tamanhos ISO nº 15 a 40. Secção transversal em forma triangular. Conexidade (taper) 02. com stops de silicone. ESTÉRIL. (kit com 06 unidades).	Marca sugeridaFusão	Aprovado	Fusão


	(código do produto n 419478			
72	Lima endodôntica tipo flexofile nº15 31 mm, lima manual de aço inoxidável. fabricadas por torção. Disponíveis nos tamanhos ISO nº 15 a 40. Secção transversal em forma triangular. Conexidade (taper) 02. com stops de silicone. ESTÉRIL. (kit com 06 unidades). (código do produto n 438275	Marca sugerida	Aprovado	Fusão
73	Lima endodôntica tipo flexofile nº20 21 mm, lima manual de aço inoxidável. fabricadas por torção. Disponíveis nos tamanhos ISO nº 15 a 40. Secção transversal em forma triangular. Conexidade (taper) 02. com stops de silicone. ESTÉRIL. (kit com 06 unidades). (código do produto n419475	Marca sugerida	Aprovado	Fusão
74	Lima endodôntica tipo flexofile nº20 25 mm, lima manual de aço inoxidável. fabricadas por torção. Disponíveis nos tamanhos ISO nº 15 a 40. Secção transversal em forma triangular. Conexidade (taper) 02. com stops de silicone. ESTÉRIL. (kit com 06 unidades). (código do produto n 419458	Marca sugerida	Aprovado	Fusão
75	Lima endodôntica tipo flexofile nº20 31 mm, lima manual de aço inoxidável. fabricadas por torção. Disponíveis nos tamanhos ISO nº 15 a 40. Secção transversal em forma triangular. Conexidade (taper) 02. com stops de silicone. ESTÉRIL. (kit com 06 unidades). (código do produto nº 438274)	Marca sugerida	Aprovado	Fusão
82	Lima endodôntica tipo k 3ª série 21 mm, lima manual fabricado em aço inoxidável, austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente a classificação AISI 302, aproximadamente 17% de cromo e 8% níquel, confeccionada por torção, cabo de plástico do tipo poliamida, seriação ISO 06 a 140. Secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular dos números em diante, com stops de silicone, com ponta ativa, ESTÉRIL. Kit com 06 unidades. Código do produto no Compras Governamentais 438209	Marca sugerida	Aprovado	Emigê
83	Lima endodôntica tipo k 3ª série 25 mm, lima manual fabricado em aço inoxidável, austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente a classificação AISI 302, aproximadamente 17% de cromo e 8% níquel, confeccionada por torção, cabo de plástico do tipo	Marca sugerida	Aprovado	Emigê

	poliamida, seriação ISO 06 a 140. Secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular dos números em diante, com stops de silicone, com ponta ativa, ESTÉRIL. Kit com 06 unidades. Código do produto no Compras Governamentais 438205 Emigê			
84	Lima endodôntica tipo k 3ª série 31 mm, lima manual fabricado em aço inoxidável, austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente a classificação aisi 302, aproximadamente 17% de cromo e 8% níquel, confeccionada por torção, cabo de plástico do tipo poliamida, seriação ISO 06 a 140. Secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular dos números em diante, com stops de silicone, com ponta ativa, ESTÉRIL. Kit com 06 unidades. Código do produto no Compras Governamentais 438199	Marca sugerida	Aprovado	Emigê
107	Lima endodôntica tipo hedstroem nº15 25 mm, lima manual em aço inoxidável, eletro polida, classificação AISI 302, com aproximadamente 17% cromo 8% níquel, fabricada por usinagem, seriação ISO 08 a 140, secção transversal, em forma de gota, com ponta ativa, com stops de silicone, ESTÉRIL. kit com 6 unidades. Código do produto no Compras Governamentais 438186	Marca sugerida	aprovado	Athena

Ubiratã, 23 de novembro de 2022

  
Camila Aparecida Carvalho da Silva

  
Kerstyen Ragna Meyer

  
Helder Borges Fernando Júnior

*bela, amada e  
gentil*

**Av. Nilza de Oliveira Pipino 1852**

**CEP 85.440000 | Fone  
(44) 3543-8000**

# UBIRATÃ



## PARECER DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

### PREGÃO 173/2022

**OBJETO:** AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Durante a verificação do descritivo, nos itens abaixo a marca de referência não atende todas os requisitos solicitados no item, diante da situação para que os fornecedores não sejam prejudicados decidimos por cancelar os itens.


Item	Produto	Empresa
67	Lima endodôntica tipo flexofile 1° série 21 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
68	Lima endodôntica tipo flexofile 1° série 25 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
69	Lima endodôntica tipo flexofile 1° série 31 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
70	Lima endodôntica tipo flexofile nº15 21 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
71	Lima endodôntica tipo flexofile nº15 25 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
72	Lima endodôntica tipo flexofile nº15 31 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
73	Lima endodôntica tipo flexofile nº20 21 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
74	Lima endodôntica tipo flexofile nº20 25 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
75	Lima endodôntica tipo flexofile nº20 31 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
76	Lima endodôntica tipo k 1º serie 21 mm.	Fusao com. De prod.


		Odontologicos Ltda
77	Lima endodôntica tipo k 1º serie 25 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
78	Lima endodôntica tipo k 1º serie 31 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
79	Lima endodôntica tipo k 2ª série 21 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
80	Lima endodôntica tipo k 2ª série 25 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda
81	Lima endodôntica tipo k 2ª série 31 mm.	Fusao com. De prod. Odontologicos Ltda


85	Lima endodôntica tipo k nº 6 21 mm.	Juliano de Costa Ltda
86	Lima endodôntica tipo k nº 6 25 mm.	Juliano de Costa Ltda
87	Lima endodôntica tipo k nº 6 31 mm.	Juliano de Costa Ltda
88	Lima endodôntica tipo k nº 8 21 mm.	Juliano de Costa Ltda
89	Lima endodôntica tipo k nº 8 25 mm.	Juliano de Costa Ltda
90	Lima endodôntica tipo k nº 8 31 mm.	Juliano de Costa Ltda
91	Lima endodôntica tipo k nº 10 21 mm.	Juliano de Costa Ltda
92	Lima endodôntica tipo k nº 10 25 mm.	Juliano de Costa Ltda
93	Lima endodôntica tipo k nº 10 31 mm.	Juliano de Costa Ltda
94	Lima endodôntica tipo k nº 15 21 mm.	Juliano de Costa Ltda
95	Lima endodôntica tipo k nº 15 25 mm.	Juliano de Costa Ltda
96	Lima endodôntica tipo k nº 15 31 mm.	Juliano de Costa Ltda
97	Lima endodôntica tipo k nº 20 21 mm.	Juliano de Costa Ltda

98	Lima endodôntica tipo k nº 20 25 mm.	Juliano de Costa Ltda
99	Lima endodôntica tipo k nº 20 31 mm.	Juliano de Costa Ltda
100	Lima endodôntica tipo hedstroem 1° série 21 mm.	Juliano de Costa Ltda
101	Lima endodôntica tipo hedstroem 1° série 25 mm.	Juliano De Costa Ltda
102	Lima endodôntica tipo hedstroem 1° série 31 mm.	Juliano De Costa Ltda
103	Lima endodôntica tipo hedstroem 2° série 21 mm.	Juliano De Costa Ltda
104	Lima endodôntica tipo hedstroem 2° série 25 mm.	Juliano De Costa Ltda
105	Lima endodôntica tipo hedstroem 2° série 31 mm.	Juliano De Costa Ltda
106	Lima endodôntica tipo hedstroem nº15 21 mm.	Juliano De Costa Ltda
109	Lima endodôntica tipo hedstroem nº20 21 mm.	Juliano De Costa Ltda
110	Lima endodôntica tipo hedstroem nº20 25 mm.	Juliano De Costa Ltda
111	Lima endodôntica tipo hedstroem nº20 31 mm.	Juliano De Costa Ltda

Ubiratã, 29 de novembro de 2022

  
Camila Aparecida Carvalho da Silva

  
Kerstyeen Ragna Meyer

  
Helder Borges Fernando Junior

*bela, amada e gentil*

**Av. Nilza de Oliveira Pipino 1852**

**CEP 85.440000 | Fone (44)**

**3543-8000**

**www.ubirata.pr.gov.br**